

Spezialschuhe für Diabetiker

KOLLEKTION 2021 - 2022

www.nm4y.com

It is time to move forward – damit ist sicherlich die Ergänzung unserer Kollektion Spezialschuhe für Diabetiker gemeint!



Wir stellen Ihnen hier **18 modische Diabetikerschuh-Modelle für Damen** vor. 15 Modelle aus dieser Kollektion haben unsere sportliche (Sneakers) PU-Laufsohle und entsprechen damit dem aktueller Trend der Schuhbranche. 3 Modelle sind mit einem leichtem EVA-Boden ausgestattet und eignen sich hervorragend zur **Hausschuh-Versorgung**. Beide Laufsohlen-Typen sind einfach zu verkleben und zurichtbar.

SIE FINDEN IN DIESEM KATALOG AUCH 17 DIABETIKERSCHUH-MODELLE FÜR HERREN.

- Alle Schuhe aus diesem Katalog sind mit unserer **“Xsensible-Inside Stretchleder Technologie“** ausgerüstet und sind extrem dehnfähig und passen sich individuell Ihrem Fuß an.
- **“Xsensible-Inside Stretchleder“** hat die besondere Eigenschaft das dieses Material atmungsaktiv ist und sorgt für ein optimales Fuß Klima.

Unsere Diabetiker-Schuhmodelle sind in 4 Weiten und jeweils in 1/2 –Größen erhältlich. Beachten Sie hierzu bitte auch den Weiten-Hinweis auf Produktionsartikel (Einzelfertigung).

Spezialschuhe für Diabetiker

GKV-Abrechnungsfähig mit der Hilfsmittelpositionsnummer 31.03.08.0010

Die Hilfsmittelnummer für unserer Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.Nr: 31.03.08.0010 hat **nur Gültigkeit in Verbindung** mit unserer modularen Sohlenversteifung Art. 91114 und 91115.



Da

men

KOLLEKTION 2021-2022

Funktionalität und Mode sind für uns
untrennbar!

Wir nehmen Sie mit auf die Reise zur
Bequemlichkeit und Design.



GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N180K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT

PASSENDEN SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

6

Sharon Lace

DAMENSCHUHE

ART. 7006

NIMCO



ART.: 70060.3.126
REF.: Weiss/Blau Leder mit
Blau Stretch Leder
WEITEN: K/M



ART.: 70060.2.825
REF.: Pasma Krok Leder
mit Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M



ART.: 70060.3.155
REF.: Weiss/Reptile Leder mit
Weissem Stretchleder
WEITE: K



ART.: 70060.2.249
REF.: Dunkelblau Nubuk/Silver Leder
mit Blau Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M

DAMENSCHUHE
ART. 7006

SHARON LACE



Ilse Lace

GRÖßEN: 3 - 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N180K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

DAMENSCHUHE

ART. 7004

NIMCO



ART.: 70054.3.001
REF.: Schwarz Fantasy Wildleder
mit Schwarzem Stretchleder
WEITE: K



ART.: 70054.2.801
REF.: Grau Fantasy Wildleder mit
Grau Stretchsilky-Leder
WEITE: K

DAMENSCHUHE
ART. 7004

ILSE LACE



Irma Lace

GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N180K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

DAMENSCHUHE

ART. 7006

NIMCO



ART.: 70056.2.430
REF.: Sand Nubuk/Leder mit
Sand Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M



ART.: 70056.4.001
REF.: Schwarz Leder/Nubuk mit
Schwarzem Stretchnubuk
WEITEN: K/M



ART.: 70056.3.101
REF.: Weiss/Silver Leder mit
Weissem Stretchleder
WEITE: K

DAMENSCHUHE
ART. 7006

IRMA LACE



Ilke Velcro

GRÖßEN: 3 - 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N180K/M/O | LAUFSOHLE: PU SPORT

PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT | O = 16MM *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

DAMENSCHUHE

ART. 7102

NIMCO



ART.: 70057.2.430
REF.: Sand Leder mit Sand
Stretchsilky-Leder
WEITE: K



ART.: 70057.2.417
REF.: Taupe Fantasy Leder mit
Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M



ART.: 70057.2.001
REF.: Schwarz Leder mit Schwarzem
Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M/O*

*Weite O: Das Raumwunder! Für Versorgungen mit bis zu 16 mm starken Diabetes adaptierten Fußbettungen.

DAMENSCHUHE
ART. 7102

ILKE VELCRO



Ingrid Velcro

GRÖßEN: 3 - 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N180K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT/EVA

PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

DAMENSCHUHE

ART. 7000

NIMCO



ART.: 70053.2.001
REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem
Stretchsilky- Leder
LAUFSOHLE: PU Sport
WEITEN: K/M



HERVORRAGEND
ALS HAUSSCHUH
GEEIGNET!

ART.: 70053.2.831
REF.: Anthrazit (Grau) Leder mit
Anthrazit Stretchsilky-Leder
LAUFSOHLE: EVA Leichtgewicht
WEITEN: K/M

GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N180K | LAUFSOHLE: EVA LEICHTGEWICHT
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

Polish Velcro

DAMENSCHUHE

ART. 7102

NIMCO

15



HERVORRAGEND
ALS HAUSSCHUH
GEEIGNET!



HERVORRAGEND
ALS HAUSSCHUH
GEEIGNET!

ART.: 70037.4.003
REF.: Schwarzl Eder mit
Schwarzem Stretchnubuk
WEITE: K

ART.: 70037.4.504
REF.: Taupe Leder mit
Taupe Stretchnubuk
WEITE: K



GRÖßEN: 3 - 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N180K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT/EVA

PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

16

Claudia Lace

(MIT MEDIALEM REIßVERSCHLUSS)

DAMENSCHUHE

ART. 7203

NIMCO



ART.: 70055.2.001

REF.: Schwarz Nubuk mit
Schwarzem Stretchsilky-Leder

WEITEN: K/M

DAMENSCHUHE
ART. 7203

CLAUDIA LACE



GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N180K | LAUFSOHLE: PU SPORT
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

18

Isa

DAMENSCHUHE

ART. 7201

NIMCO



ART.: 70059.2.002

REF.: Schwarz Fantasy Leder mit
Schwarzem Stretchsilky-Leder

WEITE: K

DAMENSCHUHE
ART. 7201

ISA





He



ren

KOLLEKTION 2021-2022

Wohin Ihre Reise auch geht mit unseren Schuhen, sie wird sicherlich bequem!

Unsere Kollektion bietet sowohl sportliche Modelle, als auch den klassischen „Allrounder“.

San Francisco

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N39K/M | LAUFSOHLLE: SPORTLICHER
LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLLE MIT ZWISCHENSÖHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

HERRENSCHUHE

ART. 7504

NIMCO



ART.: 70206.3.331
REF.: Braun (Cognac) mit Blau
Leder und Braun
Stretchleder

WEITEN: K/M



ART.: 70206.2.227
REF.: Dunkelblau Nubuk mit
Schwarzem Leder und
Stretchsilky-Leder in Blau

WEITEN: K/M

HERRENSCHUHE
ART. 7504

SAN FRANCISCO



Brave

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N39K/M | LAUFSOHLLE: SPORTLICHER
LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLLE MIT ZWISCHENSÖHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

HERRENSCHUHE

ART. 7700

NIMCO



BRAVE LACE

ART.: 70207.2.815
REF.: Grey Nubuck met Grey
Stretch Silky-Leather
WEITEN: K/M



BRAVE VELCRO

ART.: 70208.2.001
REF.: Schwarz Nubuk mit
Schwarzem Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M

HERRENSCHUHE
ART. 7700

BRAVE





GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N39K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER
LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *
* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

26

Challenger

(MIT LATERALEM REIßVERSCHLUSS)

HERRENSCHUHE

ART. 7701

NIMCO



ART.: 70205.2.292
REF.: Dunkelblau Nubuk
mit Grau Nubuk und
Stretchsilky-Leder in Blau
WEITEN: K/M



ART.: 70205.2.301
REF.: Braun/Navy Leder und
Stretchsilky-Leder in Braun
WEITE: K



ART.: 70205.2.449
REF.: Sand/Orange Nubuk und
Stretchsilky-Leder in Sand
WEITE: K

HERRENSCHUHE
ART. 7701

CHALLENGER





GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N39K | LAUFSOHLE: SPORTLICHER
LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

28

Traveller Lace

(MIT MEDIALEM REIßVERSCHLUSS)

HERRENSCHUHE

ART. 7702

NIMCO



ART.: 70209.2.001
REF.: Schwarz Nubuk/Leder mit
Schwarz Stretchsilky-Leder
WEITE: K



ART.: 70209.2.301
REF.: Braun Nubuk/Leder und
Stretchleder in Braun
WEITE: K

HERRENSCHUHE
ART. 7702

TRAVELLER LACE



Sailor

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N39K/M | LAUFSOHLE: PU
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT | O = 16MM *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

HERRENSCHUHE

ART. 7503

NIMCO



SAILOR VELCRO

ART.: 70201.2.301

REF.: Braun Leder mit Braun
Stretchsilky-Leder

WEITEN: K/M en O*



SAILOR LACE

ART.: 70200.2.801**

REF.: Grau Leder mit Grau
Stretchsilky-Leder

WEITEN: K/M

*Weite O: Das Raumwunder! Für
Versorgungen mit bis zu 16 mm starken
Diabetes adaptierten Fußbettungen.

HERRENSCHUHE
ART. 7503

SAILOR



Orlando

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N39K/M | LAUFSOHLE: PU
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

HERRENSCHUHE

ART. 7501

NIMCO



ORLANDO VELCRO

ART.: 70203.3.001

REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchleder

WEITEN: K/M



ORLANDO VELCRO

ART.: 70203.3.301

REF.: Brown Leather mit
Brown Stretch Leather

WEITEN: K/M



ORLANDO LACE

ART.: 70202.3.001

REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchleder

WEITEN: K/M

HERRENSCHUHE
ART. 7501

ORLANDO



Olav Velcro

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N39M | LAUFSOHLE: PU
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

HERRENSCHUHE

ART. 7602

NIMCO



ART.: 70204.3.001
REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchleder
WEITE: M



ART.: 70204.3.301
REF.: Braun Leder mit
Stretchleder in Braun
WEITE: M

HERRENSCHUHE
ART. 7602

OLAV VELCRO



GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH ½ GRÖßEN | LEISTEN: N39M | LAUFSOHLE: PU
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 40

M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

36

New York

HERRENSCHUHE

ART. 7502

NIMCO



ART.: 70300.3.001

REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchleder

WEITE: M

HERRENSCHUHE
ART. 7502

NEW YORK







FERTIGUNGSANWEISUNG

FÜR DEN EINBAU DER VIPREX®-SOHLENVERSTEIFUNG IN DIE NIMCO DIABETIKER-SCHUHE

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte. Die Anweisung ist notwendig, um die Anforderungen an die - nach DDG definierte Schuhversorgung für Diabetiker - zu erfüllen.

MATERIALKOMPONENTEN:

Glasfaser-Polypropylen

VERWENDETER KLEBER:

Neoprenkleber

ARBEITSSCHRITTE:

- 1 Entfernen Sie die Schnürriemen und die innenliegenden Platzhalter.



- 2 Streichen Sie die Brandsohlenbeschichtung erstmalig mit Kleber ein. Die Brandsohlenbeschichtung besteht aus einem Spezialgewirk, welches nach Abschluss des Klebevorgangs eine unlösbare Verbindung ergibt.



- 3 Wählen Sie für die gewünschte Versteifungsintensität die passende VIPREX®-Sohle aus und passen Sie diese auf den Umriss an. **(Siehe Hilfslinien!)** Rauen Sie die Unterseite an und streichen Sie die aufgeraute Seite mit Kleber ein.



- 4 Streichen Sie das Brandsohlengewirk zum zweiten Mal ein. Gut ablüften lassen!



- 5 Erhitzen Sie das Versteifungselement **mittig** (siehe **Bild!**) bei ca. 200 Grad mit dem Heißluftfön.

Hinweis: **Nicht im Bereich der ausgedünnten Ränder erhitzen!**



- 6 Setzen Sie das erhitzte Modul in den Schuh ein.



- 7 Anschließend zügig den Pressvorgang einleiten - entweder mittels Leisten oder Sohlenpresse.



- 8 Mit Hilfe unserer (optional erhältlichen) Brandsohlenschablonen passen Sie die individuelle Bettung an.



- 9 Fertig zur Anprobe / Pedographie.



Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Anwendungstechniker, Herr Ulrich Werle, gerne auch telefonisch unter (01 70) 2 82 33 28 zur Verfügung.

ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN:

Sohlenversteifung Damen - Artikel 91114.

Größe I, für: 4,5 / 4 / 3,5 / 3

Größe II, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5

Größe III, für: 9 / 8,5 / 8

Sohlenversteifung Herren - Artikel 91115.

Größe I, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6

Größe II, für 10,5 / 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8

Größe III, für 12 / 11,5 / 11

Tip: Die Sohlenversteifungen für Herren können auch in den Damenmodellen eingesetzt werden, wenn eine stärkere Versteifung erzielt werden soll.

Sicherheitshinweis: Die VIPREX®-Sohlenversteifung ist konform den Anforderungen des MPG. Sie enthält Glasfasern, um eine hohe Stabilität zu erzielen. Das Element wurde im Materialmix so konzipiert, dass beim Schleifvorgang das verschmelzende Polypropylen die austretenden Glasfasern aufnimmt und einbindet. Trotzdem kann es nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Glasfasern in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Bitte tragen Sie bei der Verarbeitung deshalb Schutzausrüstung in Form von Atem- und Augenschutz.

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN N18oK

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3 36	235,1	88,1	224,8	228,3	304,8	20,7	23,8	15,7
3,5 36,5	239,3	89,2	228,0	231,5	309,9	21,1	24,1	15,9
4 37	243,5	90,2	231,2	234,7	314,9	21,4	24,4	16,1
4,5 37,5	247,8	91,3	234,3	237,8	320,0	21,7	24,7	16,3
5 38	252,0	92,3	237,5	241,0	325,0	22,0	25,0	16,5
5,5 38,5	256,2	93,4	240,7	244,2	330,1	22,3	25,3	16,7
6 39	260,5	94,5	243,9	247,4	335,1	22,6	25,6	16,9
6,5 40	264,7	95,5	247,0	250,5	340,2	22,9	25,9	17,1
7 40,5	268,9	96,6	250,2	253,7	345,2	23,3	26,2	17,3
7,5 41	273,2	97,6	253,4	256,9	350,3	23,6	26,5	17,5
8 42	277,4	98,7	256,6	260,1	355,3	23,9	26,8	17,7
8,5 42,5	281,6	99,8	259,7	263,2	360,4	24,2	27,1	17,9
9 43	285,8	100,8	262,9	266,4	365,4	24,5	27,5	18,1

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN N18oM

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3 36	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3,5 36,5	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4 37	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4,5 37,5	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5 38	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5,5 38,5	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6 39	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6,5 40	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7 40,5	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7,5 41	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8 42	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8,5 42,5	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9 43	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN N18oO

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3 36	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3,5 36,5	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4 37	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4,5 37,5	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5 38	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5,5 38,5	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6 39	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6,5 40	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7 40,5	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7,5 41	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8 42	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8,5 42,5	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9 43	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung. Die Schuhe in der Weite K und M haben einen Bettungsstärke von zirka 10MM. Die Schuhe in der Weite O haben einen Bettungsstärke von zirka 17mm.

Aufgepasst – folgendes ist zu berücksichtigen auf die Maß-Tabelle für Damen- und Herrenschuhe:

Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe in der Weite K und M 20MM mehr als in der Tabelle angegeben und bei der Weite O 34mm mehr als in der Tabelle angegeben.

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN N39K

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	99,3	240,8	246,8	344,8	23,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	100,3	244,0	250,0	349,9	24,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	101,4	247,2	253,2	354,9	24,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	102,4	250,3	256,3	360,0	24,7	24,7	10,2
8 42	279,5	103,5	253,5	259,5	365,0	25,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	104,6	256,7	262,7	370,1	25,3	25,3	10,4
9 43	288,0	105,6	259,9	265,9	375,1	25,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	106,7	263,0	269,0	380,2	25,9	25,9	10,7
10 44	296,4	107,7	266,2	272,2	385,2	26,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	108,8	269,4	275,4	390,3	26,6	26,5	10,9
11 46	304,9	108,9	272,6	278,6	395,3	26,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	110,9	275,7	281,8	400,4	27,2	27,1	11,1
12 47	313,3	112,0	278,9	285,0	405,4	27,5	27,4	11,2

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN N39M


Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8 42	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9 43	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10 44	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11 46	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12 47	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN N39O

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8 42	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9 43	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10 44	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11 46	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12 47	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

MASSANGABEN SIND NETTO - OHNE EINLAGENSTÄRKE!

1. Länge der Brandsohle 2. Breite am Ballen 3. Ballenmaß
4. Spannmaß 5. Fersenmaß 6. Zehenhöhe 7. Fersensprengung
8. Zehensprengung





**TIMO
JENNER**

E: timo@vfo-jenner.de
T: 0151-17405773

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:
40000 - 42999 / 44000 - 48999 /
50000 - 53399 / 53580 - 53999 /
58000 - 59999



**STEFFEN
HEILIG**

E: steffen@vfo-heilig.de
T: 0160-8068505

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:
20000 t/m 28999



**FRANK
WOTKE**

E: frank@vfo-wottke.de
T: 0151 - 14995339

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:
06260 - 06349 / 06390 - 06599 /
07300 - 07429 / 07700 - 07779 /
14712 - 14715 - 14776 /
29000 - 33999 / 36400 - 36469 /
37000 - 37199 / 37300 - 39999 /
49000 - 49999 / 98001 - 99999



**SVEN
BRONNERT**

E: sven@vfo-bronnert.de
T: 0170-9040232

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:
34000 - 36399 / 36470 - 36999 /
37115 / 37200 / 37213 - 37218 /
37235 / 37242 / 37247 / 37249 /
37269 / 37281 / 37284 / 37287 /
37293 / 37296 / 37299 /
53400 - 53579 / 57000 - 57999 /
60000 - 61999 / 63000 - 63999 /
74700 - 74749 / 74800 - 74939 /
76800 - 76895 / 96106 / 96472 /
96476 / 96487 / 97000 - 97999



**BORIS
RICHTER**

E: richter@vfo-partner.de
T: 0170-4931685

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:
54000 - 56999 / 62000 - 69999



**ALEN
HERCEGOVAC**

E: hercegovac@vfo-partner.de
T: 0178-8633454

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:
70000 - 74699 / 74750 - 74799 /
74940 - 76709 / 76780 - 76799 /
77000 - 79999 / 88000 - 89999



OLIVER
KRAUS

E: info@ok-handelsvertretung.com
T: 0151-15675280

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:
80000 - 87999 / 90000 - 96999



RUUD
KROL

E: r.krol@nimco.nl
T: +31 6 2080 0810

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:
00001 - 05999 / 06000 - 06139 /
06170 - 06259 / 06350 - 06389 /
06600 - 06929 / 07001 - 07299 /
07430 - 07699 / 07780 - 09999 /
10000 - 19999 ausser
14712 - 14715 - 14776



ULRICH
WERLE

E: ulrich.werle@nm4y.com
T: 0170-2823 328

Key Account Management
Schulungen / Verkaufsförderung
Anwendungsberatung

Sonderanfertigungen/Spezialweiten



FRANS
KRUITWAGEN

E: frans.kruitwagen@nm4y.com
T: +31 6 2256 2966

Vertriebsleiter



JACQUELINE
LATTA

E: sales@nm4y.com
T: 04179 - 75 57 910

Kundenservice



SASKIA
MACHIELSE

E: saskia.machielse@nm4y.com
T: 04179 - 75 57 910

Kundenservice



YOLANDA
FRIJSTEIN

E: invoicing@nm4y.com
T: 04179 - 75 57 910

Finanzabteilung

UNSER VERSPRECHEN:

Innovation und Tradition Qualität und Design auf höchstem Niveau.

Seit 1904 produzieren wir Schuhe in
erstklassiger Qualität.
Wir fertigen in unserem eigenen Werk
in Portugal auf technologisch neuestem
Stand und beteiligen uns an Forschung und
Entwicklung weltweit.



Familienbetrieb seit 1904





Kundenservice

DEUTSCHLAND

+49(0) 4179 - 755 7910

Email: sales@nm4y.com

Warenretouren melden Sie bitte an bei unserem Kundenservice – wir
veranlassen die Abholung und weitere Bearbeitung.

NIMCO MADE4YOU B.V.

Oude Kleefsebaan 119

6572 AK Berg en Dal | The Netherlands

Tel.: +31 (0)24 684 80 90

Email: sales@nm4y.com